



MEDIC-STOCK

Masques Chirurgicaux



FERTAMI GROUP OÜ

Ahtri tn 12, 10151 Tallinn, Estonia

Company Reg. #16082744

Brochure Masks: v1.0, created on: Nov. 2020

www.medic-stock.com

info@medic-stock.com



MEDIC-STOCK

Descriptif Produit

- Masque de type II selon la norme EN 14683-2005 relative aux masques chirurgicaux.
- Masque à haute filtration couvre la bouche, le nez et le menton.
- Porté par la personne contagieuse, il prévient la contamination de l'entourage et de l'environnement.
- Porté par le soignant, le masque prévient la contamination du patient et de son environnement (air, surface, produits, ...).
- Protège contre les agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes ».
- **Durée d'utilisation conseillée** : 4 heures.

Caractéristiques techniques

- Masque chirurgical 3 plis à usage civil et médical de protection filtrante à l'expiration.
- **Efficacité de filtration bactérienne (BFE)** : >95%

FERTAMI GROUP OÜ

Ahtri tn 12, 10151 Tallinn, Estonia

Company Reg. #16082744

Brochure Masks: v1.0, created on: Nov. 2020

www.medic-stock.com

info@medic-stock.com



MEDIC-STOCK

Matière

- Polypropylène non tissé issu de fusion-soufflage dont 1 filtre en microfibre.
- Face externe en spunbond polypropylène, bleu
- Face interne blanche hypoallergénique en thermobonded polypropylène.
- Filtre 100 % microfibres de polypropylène sans fibre de verre.
- Barrette nasale : antibuée incorporée.
- Liens polyester, fixations auriculaires.
- Agent liant : d'origine acrylique.
- Face externe Grammage : 30g/m² +/- 2g/m²
- Filtre - Grammage : 25g/m² +/- 2g/m²
- Face interne Grammage : 30g/m² +/- 2g/m

Dimensions :

- longueur : 175 mm.
- Largeur : 95 mm.
- Longueur des lanières : 400 mm
- Longueur de la barrette nasale : entre 120mm et 140mm

Marquage CE selon la Directive Européenne 93/42/CEE

Conforme à la norme EN149 : 2001+A1 : 2009 en lien avec le règlement CE R2016/425
(Personal Protective Equipment)

FERTAMI GROUP OÜ

Ahtri tn 12, 10151 Tallinn, Estonia

Company Reg. #16082744

Brochure Masks: v1.0, created on: Nov. 2020

www.medic-stock.com

info@medic-stock.com



Emballage

50 pièces par boîte.

56 boîtes par carton soit 2800 masques.

1 carton : L60cm x W40cm x H40cm - Poids brut : 10kg

Nous vous proposons également de personnaliser les flacons à votre marque (branding, logo...) en option.

Conseils d'utilisation

- Durée d'utilisation conseillée de 4 heures.
- A changer entre deux actes médicaux.
- Après tout contact avec le masque usagé, veiller à se désinfecter les mains.
- A jeter après utilisation.

FERTAMI GROUP OÜ

Ahtri tn 12, 10151 Tallinn, Estonia

Company Reg. #16082744

Brochure Masks: v1.0, created on: Nov. 2020

www.medic-stock.com

info@medic-stock.com